

雨音色のエピペンポーチ

【お取り扱い説明書】

温度管理についてのご案内

雨音色 AMANEIRO

雨音色のエピペンポーチは、

外側生地 × アルミ保冷・保温・遮熱シート（厚さ 1mm） × 遮光シート

の 3 層構造で製作しています。

エピペンを携帯する際に、少しでも使いやすく、持ち運びやすいように製作した
ハンドメイドポーチです。

■ エピペンの保管について ■

エピペンは、15～30℃で保存することが望ましく、冷所または日光の当たる高温下などに放置しないよう案内されています。

夏場に持ち歩く際の保管方法については、エピペンの最新のガイドブック・使用
情報をご確認ください。

■ ポーチについて ■

本ポーチには、保冷剤専用のポケットはございません。

保冷剤を使用する場合は、エピペン本体に直接触れないよう、タオルなどで包む
など、適切な方法でご使用ください。

ただし、保冷剤や保冷バッグを使用した場合でも、ポーチ内を適切な温度に保つ

ことを保証するものではありません。

また、ポーチ内の温度については、実際の温度測定を行っておりません。

■ 夏場のご使用について ■

夏場は、車内・ダッシュボードの上など、著しく高温になる場所にポーチを放置しないでください。

屋内・屋外を問わず、高温になる場所での長時間の放置はお避けください。

本ポーチは、エピペンの温度を管理・保証する医療用専用ポーチではありません。

■ ファスナーについて ■

ファスナーは、開閉を滑らかにするため、製作時にファスナー用のシリコン系潤滑剤を使用しています。

ご使用の際は、定期的にファスナーの開閉状態をご確認ください。

滑りが悪くなった場合は、ファスナーに使用可能なシリコン系潤滑剤をご使用ください。

■ 大切なお願い ■

雨音色のエピペンポーチは、医療用ポーチではなく、あくまでもハンドメイドのポーチです。

本ポーチがエピペンの保管温度や品質を保証するものではないことをご理解ください。

ご購入後は、本ポーチの性能を過信することなく、エピペンの保管方法をご確認のうえ、十分にご注意してお取り扱いください。

エピペンの保管方法や夏場の携帯方法についてご不明な点がございましたら、調剤薬局などで薬剤師の方にご相談いただくことをおすすめいたします。

大切なエピペンを適切に携帯・管理していただくため、エピペン本体については、必ず最新のガイドブック・使用情報および医師・薬剤師の指示をご確認ください。